


Anticorps Monoclonal Anti-Podoplanine Humaine () Pour Cytométrie En Flux - Q86YI7

Numéro d'article: CM0009228



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la podoplanine humaine (PDPN), conjugué à l', destiné à la cytométrie en flux. Réagit avec la podoplanine humaine ; cible les résidus 21-123 du domaine extracellulaire. Convient à la recherche sur la migration cellulaire, l'adhésion et la transition épithélio-mésenchymateuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-podoplanine humaine de lapin
Remarques / Alias	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanine
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10630
GeneID	10630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-123 de la podoplanine humaine (NM_006474.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q86YL7
Poids de la protéine	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
Expédition	Sac de glace