

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pro-Collagène I Alpha Humain (Col1A1) Pour Wb, If-P, Ihc-P - P02452

Numéro d'article: CM0020355



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin fiable contre le pro-collagène I alpha humain (COL1A1), adapté pour le WB, l'IF-P et l'IHC-P. Conçu pour l'étude du collagène de type I dans la matrice extracellulaire, l'os et la biologie des tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Pro-Collagène I alpha humain
Remarques/Alias	COL1A1 ; EDSC ; OI1 ; OI2 ; OI3 ; OI4 ; chaîne alpha-1(I) du collagène ; Pro-Collagène I alpha humain
Espèce	Humain
Identifiant du gène	1277
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 26-161 du Collagène I/COL1A1 humain (NP_000079.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02452
Poids moléculaire protéique	138 kDa
Expédition	Sac de glace