


Anticorps Monoclonal Abflo 488 Anti-Rankl/Cd254 Humain Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - O14788

Numéro d'article: CM0009276



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ABflo 488 ciblant RANKL/CD254 humain (UniProt : O14788). Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour l'étude de l'ostéoclastogenèse, de la résorption osseuse et de la communication entre cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-humain RANKL/CD254 mAb
Remarques / Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espèce	Humain
GeneID	8600
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 136-317 de RANKL/CD254 humain (NP_003692.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (intracellulaire)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14788
Poids de la protéine	27kDa/30kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace