


Anticorps Monoclonal Anti-Ror1 Humain Conjugué À Pour Fc - Q01973

Numéro d'article: CM0011423



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à , ciblant la protéine humaine ROR1 (104 kDa). Validé pour la cytométrie en flux, adapté à la recherche en oncologie et neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human ROR1 mAb
Remarques / Alias	NTRKR1; dJ537F10.1
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	4919
GeneID	4919
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-403 de ROR1 humain (NP_005003.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01973
Poids de la protéine	104kDa
Expédition	Sachet de glace