

Anticorps Monoclonal Anti-Humain Siglec9 Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q9Y336

Numéro d'article: CM0010993

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain SIGLEC9 (CD329) conjugué à , optimisé pour la cytométrie en flux. Détecte le SIGLEC9 humain, une lectine liant l'acide sialique jouant un rôle dans l'adhésion cellulaire et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Humain SIGLEC9 conjugué
Remarques/Alias	CD329 ; CDw329 ; FOAP-9 ; siglec-9 ; OBBP-LIKE
Espèce	Humain
GenID	27180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-348 du SIGLEC9 humain (NP_055256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y336
Poids moléculaire protéique	50 kDa, 52 kDa
Expédition	Sac de glace