

Anticorps Monoclonaux Anti-Human Siglec9 Pour Cytométrie En Flux - Q9Y336

Numéro d'article: CM0007963

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le SIGLEC9 humain (CD329) pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité humaine ; détecte la lectine liant l'acide sialique impliquée dans l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human SIGLEC9 mAb
Remarques/Alias	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
Espèce	Humain
ID de Gène	27180
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-348 du SIGLEC9 humain (NP_055256.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	Cytométrie en Flux (FC)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y336
Poids Protéique	50kDa, 52kDa
Expédition	Sac de glace