

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Humain Syt12 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lv01

Numéro d'article: CM0019390

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-Humain SYTAT12 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte SYT12 humain (47 kDa), réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour les études sur la transmission synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SYT12 Lapin pAb
Remarques/Alias	SYT11; sytXII; SYT12
Espèce	Humain
GenelD	91683
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 95-200 du SYT12 humain (NP_001171351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q8lv01
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace