

Anticorps Monoclonal Anti-Tim-3/Havcr2 Humain Pour Fc - Q8Tdq0

Numéro d'article: CM0007853



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TIM-3/HAVCR2 humain, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à la recherche en immunologie, ciblant le récepteur mucine à domaine immunoglobuline des cellules T 3 (CD366) impliqué dans la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-TIM-3/HAVCR2 humain
Remarques/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84868
GeneID	84868
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 du TIM-3/HAVCR2 humain (NP_116171.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TDQ0
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace