


Anticorps Polyclonal Anti-Tnfrsf11A Humain Pour Wb, Elisa - Q9Y6Q6

Numéro d'article: CM0023000



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine TNFRSF11A (RANK) pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur l'ostéoclastogenèse et les os.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-TNFRSF11A humain
Remarques/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A humain
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8792
ID de gène	8792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-212 de la TNFRSF11A humaine (NP_003830.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6Q6
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace