

Anticorps Monoclonal Anti-Trem1 Humain (Cd354) Pour Cytométrie En Flux - Q9Np99

Numéro d'article: CM0009020



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ABflo® conjugué à l'Alexa Fluor 647 ciblant TREM1 humain (CD354), un récepteur myéloïde qui amplifie les réponses inflammatoires. Conçu pour la cytométrie en flux. Convient à la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-TREM1 humain
Remarques/Alias	CD354 ; TREM-1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	54210
ID du gène	54210
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 200 de TREM1 humain (NP_061113.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9NP99
Poids moléculaire de la protéine	18 kDa/26 kDa
Expédition	Sac de glace