


Anticorps Monoclonal Anti-Trka Humain () Pour Cytométrie En Flux - P04629

Numéro d'article: CM0008589



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-TrkA humain conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains. Il cible le récepteur à haute affinité du facteur de croissance nerveuse, idéal pour la recherche en neurobiologie et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb anti-TrkA humain de lapin
Remarques / Alias	NTRK1; MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; neurotrophic receptor tyrosine kinase 1
Espèce	Humaine
GeneID	4914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-407 de TrkA humaine (NP_002520.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P04629
Poids de la protéine	77kDa/83kDa/86kDa/87kDa
Expédition	Sac de glace