


Anticorps Monoclonal Anti-Vcam-1/Cd106 Humain Pour Cytométrie En Flux - P19320

Numéro d'article: CM0011908



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la VCAM-1/CD106 humaine, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de l'adhésion leucocytaire, de l'inflammation endothéliale et de la surveillance immunitaire. Reconnaît la protéine VCAM-1 humaine (P19320).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rabbit anti-Human VCAM-1/CD106 mAb
Remarques / Alias	CD106
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	7412
ID du gène	7412
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-698 de la VCAM1 humaine (NP_001069.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19320
Poids de la protéine	71kDa/74kDa/81kDa
Expédition	Sac de glace