

Ac Anti-Cd3 Humain/Singe Mab Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0008931



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain/singe CD3 conjugué à l' pour la détection par cytométrie en flux de la chaîne epsilon CD3 sur les cellules T. Validé sur des échantillons humains et de singe crabier. Idéal pour les études d'immunophénotypage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain/Singe CD3 mAb
Remarques/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-126 du CD3 humain (NP_000724.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Crabier
SWISS	P07766
Poids moléculaire	23kDa
Expédition	Sac de glace