

Anticorps Monoclonal Anti-Human/Singe Cd64 Pour Cytométrie En Flux - P12314

Numéro d'article: CM0010309



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD64 humain/singe (FCGR1A) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur IgG de haute affinité exprimé sur les monocytes/macrophages. SWISS : P12314.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Human/Singe CD64 mAb
Remarques/Alias	FCGR1A; CD64; CD64A; FCRI; IGFR1; Fragment Fc du récepteur la des IgG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2209
GeneID	2209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 16-288 du CD64 humain (NP_000557.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P12314
Poids Protéique	38kDa/42kDa
Expédition	Sac de glace