

Anticorps Monoclonal Anti-Cd69 Humain/Singe Couplé À Pour Cytométrie En Flux - Q07108

Numéro d'article: CM0009814



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CD69, directement conjugué avec l'. Spécifique de CD69 humain et cynomolgus. Validé pour la cytométrie en flux pour l'étude de l'activation précoce des lymphocytes T, des cellules NK et d'autres leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD69 humain/singe de lapin
Remarques / Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	969
GeneID	969
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78 à 199 de CD69 humain (NP_001772.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sachet de glace