


Anticorps Monoclonal Anti-Human/Monkey Cd8A Pour Fc - P01732

Numéro d'article: CM0008697



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'anti-CD8a humain/singe pour cytométrie en flux. Validé sur Humain et Macaque crabier. Corécepteur pour le CMH de classe I ; critique pour l'immunité des CTL et des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Human/Monkey CD8a mAb
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha
Espèce	Humain
ID de gène	925 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 de CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Macaque crabier
SWISS	P01732
Poids moléculaire	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace