


Anticorps Monoclonaux Anti-Humain/Singe Cd8A Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0011892



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD8a humain et du singe cynomolgus, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la chaîne alpha CD8, un corécepteur pour le CMH de classe I, essentiel pour l'immunité à médiation cellulaire T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb
Remarques/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espèce	Humain
ID de Gène	925 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids Protéique	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace