

Anticorps Monoclonal Anti-IgD Humain/Singe () Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0012564



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD humain/singe conjugué de haute qualité, validé pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'IgD humain et du singe cynomolgus, ~47 kDa. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules B et les études sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IgD Humain/Singe
Espèce	Humain
Identifiant du gène	3495
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01880
Poids moléculaire de la protéine	47kDa
Expédition	Sac de glace