

Anticorps Monoclonaux Anti-Humain/Singe IgD Pour Cytométrie En Flux - P01880

Numéro d'article: CM0011036



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain/singe IgD conjugué à l'pour cytométrie en flux. Détecte la région constante de la chaîne lourde delta ; utile pour l'immunophénotypage des cellules B et la recherche sur l'immunité humorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain/Singe IgD mAb
Remarques/Alias	IGHD
Espèce	Humain
GeneID	3495
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-384 de l'IgD humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain, Crab-eating Macaque
SWISS	P01880
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace