

Anticorps Monoclonal Anti-Pd-1/Cd279 Humain/Singe Pour Fc - Q15116

Numéro d'article: CM0009962



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le PD-1 (CD279) humain, validé pour la cytométrie en flux. Adapté à l'étude de l'inhibition des points de contrôle immunitaires et de l'épuisement lymphocytaire T dans des échantillons humains et de cynomolgus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	lapin anti-PD-1/CD279 humain/singe, mAb
Remarques / Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5133
GeneID	5133
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-168 du PD-1/CD279 humain (NP_005009.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace