

Anticorps Monoclonal Rabbit Polymab® Anti-Cd34 Humain/De Souris Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28906 / Q64314

Numéro d'article: CM0007706

Introduction

Anticorps monoclonal Rabbit PolymAb® ciblant l'antigène CD34 humain/de souris. Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte une bande de 41 kDa. Idéal pour les recherches sur les cellules souches hématopoïétiques, l'adhésion cellulaire et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD34 Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humain/Souris
ID du gène (humain)	947
ID du gène	947/12490
Immunogène	Protéine recombinante de CD34 humain
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P28906/Q64314
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant