

Anticorps Monoclonal Anti-Huntingtine Pour Wb, If-F, Elisa - P42858

Numéro d'article: CM0002973



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Huntingtine, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte l'HTT humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la maladie de Huntington et des voies de l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Huntingtin Rabbit mAb
Remarques / Alias	HD ; IT15 ; LOMARS ; Huntingtine
Espèce	Humain
GenelD	3064
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la Huntingtine humaine (P42858)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-F, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42858
Poids de la protéine	348 kDa
Expédition	Sac de glace