

Anticorps Polyclonal Anti-Huntingtine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42858

Numéro d'article: CM0022755



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Huntingtine humaine (aa 435-635). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec souris et rat. Pour la recherche sur la maladie de Huntington et les études neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Huntingtin Rabbit pAb
Remarques / Alias	HD; IT15; LOMARS; Huntingtine
Espèce	Humaine
Identifiant de gène (Humain)	3064
Identifiant de gène	3064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-635 de la Huntingtine humaine (NP_002102.4)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42858
Poids de la protéine	348 kDa
Expédition	Sac de glace