


Anticorps Monoclonal Anti-Hur/Elavl1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15717

Numéro d'article: CM0003077



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant HuR/ELAVL1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Reconnaît ELAVL1 humain, murin et de rat. Adapté à la recherche sur la stabilité des ARNm et la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] HuR/ELAVL1 Lapin mAb
Remarques/Alias	HUR; Hua; MeIG; ELAV1; L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1994
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HuR/ELAVL1 humain (Q15717).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15717
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac isotherme