

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hur/Elavl1 (Validé Ko) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15717

Numéro d'article: CM0024275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-HuR/ELAVL1 validé KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Reconnaît la protéine de liaison à l'ARN HuR, stabilise les ARNm contenant des éléments ARE ; idéal pour les études sur la régulation post-transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] HuR/ELAVR1 Lapin pAb
Remarques/Alias	HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1994
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-326 de HuR/ELAVL1 humain (NP_001410.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15717
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace