


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hus1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60921

Numéro d'article: CM0028139



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le HUS1 humain (O60921), une protéine de point de contrôle de 32kDa. Validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	HUS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	hHUS1; HUS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3364
GeneID	3364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du HUS1 humain (NP_004498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O60921
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace