


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hus1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60921

Numéro d'article: CM0014131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de point de contrôle HUS1 humaine (32kDa). Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les dommages à l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HUS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	hHUS1 ; HUS1
Espèce	Humain
ID de gène	3364
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de HUS1 humaine (NP_004498.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60921
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace