

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hus1B Pour Wb Et Elisa - Q8Nhy5

Numéro d'article: CM0016946

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine de point de contrôle humaine HUS1B, validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Démonstre une réactivité croisée avec la souris et le rat, ce qui le rend adapté aux études multi-espèces de la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HUS1B Lapin pAb
Remarques/Alias	HUS1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	135458
GeneID	135458
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-278 de HUS1B humain (NP_683762.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8NHY5
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace