


Anticorps Polyclonal Anti-Huwe1 Pour Wb Et Elisa - Q7Z6Z7

Numéro d'article: CM0019259



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HUWE1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte HUWE1 (~482kDa) dans des échantillons humains et de rat. Idéal pour la recherche sur l'ubiquitination et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HUWE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MULE; Ib772; LASU1; MRXST; UREB1; HECTH9; URE-B1; ARF-BP1; HSPC272; HUWE1
Espèce	Humain
ID de gène	10075
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HUWE1 humain (NP_113584.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q7Z6Z7
Poids de la protéine	482kDa
Expédition	Sac de glace