

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hvem/Tnfrsf14 Pour Wb, Elisa - Q92956

Numéro d'article: CM0020975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HVEM/TNFRSF14 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Ce récepteur membranaire de 30 kDa intervient dans la costimulation immunitaire, les réponses antivirales et l'entrée des herpèsvirus. Convient aux recherches en immunologie, en maladies infectieuses et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-HVEM/TNFRSF14
Remarques/Alias	TR2 ; ATAR ; HVEA ; HVEM ; CD270 ; LIGHTR ; HVEM/TNFRSF14
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8764
GenelD	8764
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-202 de HVEM/TNFRSF14 humain (NP_003811.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q92956
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace