

Anticorps Monoclonal Anti-Hyal1 Pour Wb, Elisa - Q12794

Numéro d'article: CM0004369



Introduction

Anticorps monoclonal HYAL1 de lapin pour Western blot (WB) et ELISA, réactif chez l'homme. Cible l'hyaluronidase-1, impliquée dans la progression tumorale et la fonction lysosomiale. Adapté à la recherche sur le cancer et la mucopolysaccharidose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HYAL1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HYAL1; HYAL-1; LUCA1; MPS9; NAT6; hyaluronidase-1
Espèce	humaine
Identifiant de gène (Humain)	3373
Identifiant de gène	3373
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-435 de HYAL1 humaine (NP_149349.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q12794
Poids de la protéine	10 kDa/19 kDa/23 kDa/27 kDa/37 kDa/45 kDa/48 kDa
Expédition	Sac de glace