

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hyal1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12794

Numéro d'article: CM0027167



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre HYAL1 (Hyaluronidase-1) humain. Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la progression tumorale et les maladies de stockage lysosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HYAL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MPS9; NAT6; LUCA1; HYAL-1; HYAL1
Espèce	Humain
ID gène (Humain)	3373
ID gène	3373
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12794
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace