

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Iah1 Pour Wb, Elisa - Q2Taa2

Numéro d'article: CM0013947

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant IAH1, une lipase probable impliquée dans le métabolisme lipidique. Validé pour les applications WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Détecte une bande à 28kDa. Idéal pour la recherche sur les hydrolases et la dégradation des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IAH1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IAH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	285148
GeneID	285148
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q2TAA2
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace