

Anti-Iapp (Amylin, Dap) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P10997

Numéro d'article: CM0027580



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'IAPP humain (Amylin/DAP), adapté pour le WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour les études sur l'homéostasie énergétique et l'agrégation amyloïde dans le diabète de type 2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IAPP Rabbit pAb
Remarques/Alias	DAP; IAP; IAPP
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3375
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 89 de l'IAPP humain (NP_000406.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10997
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace