

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ibsp Pour Wb, Elisa - P21815

Numéro d'article: CM0020543

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sialoprotéine de liaison à l'intégrine humaine (IBSP), validé pour le transfert Western et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études de minéralisation osseuse et d'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IBSP Rabbit pAb
Remarques/Alias	BSP ; BNSP ; SP-II ; BSP-II ; IBSP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3381
GeneID	3381
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence dans les acides aminés 1-100 de l'IBSP humain (NP_004958.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21815
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace