

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ibtk Pour Wb Et Elisa - Q9P2D0

Numéro d'article: CM0015886

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-IBTK validé pour WB et ELISA. Cible l'IBTK humaine (151kDa), un inhibiteur de la kinase BTK impliqué dans le développement des cellules B et la transcription NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	IBTK Lapin pAb
Remarques/Alias	BTKI; BTBD26; IBTK
Espèce	Humain
GenelD (humain)	25998
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 900-1200 de l'IBTK humaine (NP_056340.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9P2D0
Poids moléculaire	151kDa
Expédition	Sac de glace