

Anticorps Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Pour Cytométrie En Flux - Q00238

Numéro d'article: CM0011329

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ICAM-1/CD54 de rat, conjugué à l'et validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes, de l'inflammation et du trafic des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Rat ICAM-1/CD54 mAb
Remarques/Alias	CD54; ICAM; Icam1
Espèce	Rat
ID de gène (Humain)	3383
ID de gène	25464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-493 de l'ICAM-1/CD54 de rat (NP_037099.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q00238
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace