


## Anticorps Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P05362 / P13597

Numéro d'article: CM0011215



### Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre ICAM-1 (CD54) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec Humain, Souris, Rat. Adapté pour la recherche sur l'adhésion leucocytaire, l'inflammation et les infections virales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ICAM-1/CD54 Rabbit PolymAb®                        |
| Remarques / Alias    | MAL; CD54; Icam; Ly-4; Ly-47; Icam-1; MALA-2       |
| Espèce               | Humain/Souris                                      |
| ID du gène (Humain)  | 3383                                               |
| ID du gène           | 3383/15894                                         |
| Immunogène           | Protéine recombinante d'ICAM-1/CD54 humain/souris. |
| Origine              | Lapin                                              |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                              |
| Applications         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                     |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                |
| SWISS                | P05362/P13597                                      |
| Poids de la protéine | 58kDa/59kDa                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                       |