


Anticorps Monoclonal Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P05362

Numéro d'article: CM0002432



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute spécificité ciblant l'ICAM-1/CD54 humain (UniProt P05362). Validé pour WB, IHC-P, FC et ELISA. Idéal pour étudier l'adhésion leucocytaire, l'activation endothéliale et les mécanismes d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM-1/CD54 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	BB2 ; CD54 ; P3.58 ; MALA2 ; MyD10 ; ICAM-1/CD54
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3383
Immunogène	Peptide synthétique (Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de l'ICAM-1/CD54 humain (P05362))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05362
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace