

## Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Numéro d'article: CM0008850

### Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-ICAM-1/CD54 à haute spécificité, validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'ICAM-1 de souris et de rat pour les études d'adhésion cellulaire et de migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de souris anti-ICAM-1/CD54                                                                                                                                   |
| Remarques/Synonymes              | CD54 ; Ly-47 ; Icam-1 ; MALA-2                                                                                                                                   |
| Espèce                           | Souris                                                                                                                                                           |
| GenelD (humain)                  | 3383                                                                                                                                                             |
| GenelD                           | 15894                                                                                                                                                            |
| Immunogène                       | Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28 à 485 de l'ICAM-1/CD54 de souris (NP_034623.1) |
| Source                           | Souris                                                                                                                                                           |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                            |
| Application                      | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                                           |
| Réactivité croisée               | Souris, rat                                                                                                                                                      |
| SWISS                            | P13597                                                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 59 kDa                                                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac réfrigérant                                                                                                                                                  |