


Anticorps Polyclonal Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb Et Elisa - P05362

Numéro d'article: CM0017515



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ICAM-1/CD54 humaine (BB2, CD54), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur l'adhésion, l'inflammation et l'entrée virale. UniProt : P05362.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM-1/CD54 Lapin pAb
Remarques/Alias	BB2 ; CD54 ; P3.58 ; ICAM-1/CD54
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3383
GeneID	3383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-480 de l'ICAM-1/CD54 humaine (NP_000192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P05362
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace