

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q00238

Numéro d'article: CM0011796

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre l'ICAM-1/CD54 de rat, validé pour WB, IHC-P, FC, ELISA. Réagit avec le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes, de la migration trans-endothéliale et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ICAM-1/CD54 Lapin mAb
Remarques/Alias	CD54; ICAM
Espèce	Rat
GenelD (humain)	3383
GenelD	25464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-493 de l'ICAM-1/CD54 de rat (NP_037099.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q00238
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace