


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Icam-1/Cd54 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05362

Numéro d'article: CM0027566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ICAM-1/CD54 humain (SWISS P05362). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'adhésion cellulaire, la migration des leucocytes et les mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM-1/CD54 pAb de lapin
Remarques/Alias	BB2 ; CD54 ; P3.58 ; ICAM-1/CD54
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3383
GeneID	3383
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-480 de l'ICAM-1/CD54 humain (NP_000192.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05362
Poids moléculaire protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace