

Anticorps Polyclonal Anti-Icam1 (Cd54) Pour Wb, If-P, Elisa - Q00238

Numéro d'article: CM0023438

Introduction

pAb Lapin Icam1 (anticorps polyclonal) validé pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Cible la molécule d'adhésion intercellulaire 1 (CD54), 60kDa, UniProt Q00238. Idéal pour les études d'adhésion cellulaire et de migration des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Icam1
Remarques/Alias	CD54 ; ICAM ; Icam1
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	3383
GeneID	25464
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-493 de l'Icam1 de rat (NP_037099.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q00238
Poids moléculaire de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace