

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Icam1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13597

Numéro d'article: CM0021886

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ICAM1 (CD54) de souris, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion leucocytaire et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3383
GeneID	15894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-320 de l'ICAM1 de souris (NP_034623.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace