

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Icam2 / Cd102 Pour Wb, Elisa - P35330

Numéro d'article: CM0003157



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-souris ICAM2/CD102 pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion leucocytaire et des interactions entre cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM2 / CD102 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CD102; Ly-60; Icam-2; ICAM2 / CD102
Espèce	Souris
GeneID	15896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de l'ICAM2 / CD102 de souris (P35330)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35330
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace