

Polymab® De Lapin Anti-Icam2/Cd102 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Numéro d'article: CM0006114



Introduction

PolymAb® de lapin anti-ICAM2/CD102 (anticorps monoclonal recombinant) validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît l'ICAM2 murine, une molécule d'adhésion cellulaire impliquée dans la migration des leucocytes. Immunogène recombinant, 31 kDa, expédition sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM2/CD102 PolymAb® de lapin
Remarques/Alias	CD102 ; Ly-60 ; Icam-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3384
GeneID	15896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 222 de l'ICAM2/CD102 murine (NP_034624.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35330
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac de glace