

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Icam3/Cd50 Pour Wb, Ihc-P, Fc - P32942

Numéro d'article: CM0009460



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ICAM3/CD50 humain. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, FC et ELISA. Réagit avec l'humain. Idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et des interactions entre les cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ICAM3/CD50
Remarques/Synonymes	CD50 ; CDW50 ; ICAM-R
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3385
GeneID	3385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 114 de l'ICAM3 humaine (NP_002153.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P32942
Poids moléculaire	60 kDa
Expédition	Sac de glace