

Anticorps Polyclonal Anti-Icam4 Pour Wb, Elisa - Q14773

Numéro d'article: CM0029058

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ICAM4 (protéine du groupe sanguin LW). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'érythrophagocytose et l'adhésion plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM4 Lapin pAb
Remarques/Alias	LW; CD242; ICAM4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3386
GeneID	3386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-140 de l'ICAM4 humaine (NP_001034221.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14773
Poids moléculaire	29kDa
Expédition	Sac de glace