

Anticorps Monoclonal Anti-Icam5 (Télencéphaline) Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q60625

Numéro d'article: CM0009046

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ICAM5 (Télencéphaline) de souris, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche en neuroscience sur l'adhésion neuronale et la dendritogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ICAM5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	7087
GeneID	15898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-227 de l'ICAM5 de souris (NP_032345.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q60625
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace